

Nuove  
forme Twist



## Venus® Supra

### Il modo più semplice per ottenere un'elevata lucentezza

L'estetica di lunga durata è ciò che sa fare meglio Venus. Con il sistema di lucidatura Venus Supra gli odontoiatri aggiungono ai loro restauri in composito anche una meravigliosa brillantezza finale.

Venus Supra ora presenta nuovi vantaggi:

- » **Due nuove forme Twist:** il Twist Disc è ideale per la rifinitura e lucidatura di tutti i restauri in composito. Mentre il Twist Brush permette di ottenere una lucidatura perfetta delle superfici occlusali anche di difficile accesso.
- » **Nuovi Refill separati:** i gommini da Rifinitura (Pre) e Lucidatura (Gloss) possono essere ora ordinati separatamente. Questo aiuta a ottimizzare i cicli di stoccaggio e riordino.



La salute orale nelle migliori mani.



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

# Venus® Supra –

il sistema di lucidatura eccellente e di lunga durata:

- Sistema di gommini in **due passaggi** con fase di rifinitura (Pre - rosa) e lucidatura finale (Gloss - grigio) disponibili in **5 diverse forme**.
- Prodotti in silicone altamente **riempito con polvere microfine di diamante**.
- Ideale per i compositi Venus come Venus Diamond ONE e Venus Pearl ONE.
- **Soluzione di lucidatura universale** per tutti i tipi di restauri su anteriori e posteriori, garantisce un alto effetto lucidante e superfici lisce.
- **Autoclavabili e riutilizzabili**.

## Nuove forme Twist

- Facilità di lucidatura e adattamento alla morfologia naturale del dente.

## Nuovi Refill


- Ottimizza la gestione delle scorte e i cicli di riordino poiché è possibile ordinare separatamente i gommini Pre e Gloss.




Ulf Krueger-Janson

*“Uso il sistema Venus Supra da oltre 13 anni. Sono indistruttibili e consentono la migliore brillantezza che io abbia mai potuto ottenere. Semplicemente fantastico!”*

Versatilità Twist Disc – risultati di lucidatura ideali su varie superfici in composito



Art. Code	Articolo	Contenuto
<b>Intro Kit</b>		
66087541	<b>Venus Supra Intro Kit 2x5</b>	1 gommino Pre e 1 Gloss in ogni forma (Coppetta, Fiamma, Fiamma Larga, Twist Brush, Twist Disc)
<b>Nuove Forme</b>		
66093899	<b>Venus Supra Refill Pre Twist Disc</b>	10 gommini Pre Twist Disc
66093900	<b>Venus Supra Refill Gloss Twist Disc</b>	110 gommini Gloss Twist Disc
66093901	<b>Venus Supra Refill Pre Twist Brush</b>	10 gommini Pre Twist Brush
66093902	<b>Venus Supra Refill Gloss Twist Brush</b>	10 gommini Gloss Twish Brush
<b>Nuovi Refill</b>		
66093893	<b>Venus Supra Refill Pre Coppetta</b>	10 gommini Pre Coppetta
66093894	<b>Venus Supra Refill Gloss Coppetta</b>	10 gommini Gloss Coppetta
66093895	<b>Venus Supra Refill Pre Fiamma</b>	10 gommini Pre Fiamma
66093896	<b>Venus Supra Refill Gloss Fiamma</b>	10 gommini Gloss Fiamma
66093897	<b>Venus Supra Refill Pre Fiamma Larga</b>	10 gommini Pre Fiamma Larga
66093898	<b>Venus Supra Refill Gloss Fiamma Larga</b>	10 gommini Gloss Fiamma Larga



Risultati ideali nei solchi: Twist Brush



Le setole della spazzola si piegano per un facile accesso nei solchi presenti nelle zone occlusali

[www.kulzer-dental.it/try-more-venus](http://www.kulzer-dental.it/try-more-venus)